




Mät innermåtten på din hunds tassar! *Walker Active*



XL	Schäferhund/German Shepherd, Berner Sennenhund/Bernese Mountain Dog	
L-XL	Golden Retriever, Setter	
L	Labrador, Airedale Terrier	
M-L	Australien Shepherd, Dalmatiner/Dalmatian	
M	Border Collie, Beagle	
S-M	Jack Russell Terrier, Cocker Spaniel	
XS-S	West Highland Terrier	
XS	Yorkshire Terrier	

Så här tar du reda på vilken storlek din hund ska ha på Walker Active hundskor!

1. Använd dessa instruktioner för att hitta rätt storlek på Walker Active till ditt husdjur.
2. Skriv ut och placera detta papper på ett jämt underlag. Placera ditt husdjurs främre och bakre tassar på de markerade rutorna för att mäta den bredaste delen av tassarna. För att vikten ska ligga på de tassor du mäter kan du hålla upp de bakre tassarna om du ska mäta de främre och vice versa.
3. Markeringarna och måtten hjälper sig att hitta rätt storlek till ditt husdjur.

Obs!

Om ditt husdjurs tassor hamnar mellan två storlekar eller har bandage, välj då den större storleken.